

テクスチャーアナライザー TX-700

ブルームプローブによるゼリー強度試験(JIS)

【測定試料】

市販のゼラチン及び市販の粉寒天

【装置情報】

装置:TX-700

プローブ:ブルームプローブ ϕ 12.7×H 30 mm

センサー:10 N

【測定条件】

測定モード : 圧縮 圧縮速度 : 1 mm/s 圧縮距離 : 4 mm 試料検出 : 0.005 N 測定温度 : 室温

【測定】

ゼラチンの試料調製、測定手順は「JIS K6503:2021 にかわ及びゼラチン」に準拠して実施した。 寒天の試料調製では、粉寒天2 gを水300 mLに煮溶かしたものをゼリーカップに固めた。測定手順は ゼラチンと同様に実施した。

【結果】


ゼラチンのゼリー強度は270.6 gという結果になった。なお、比較として測定した寒天ゼリーの強度は209.1 gであった。



ゼラチンゼリー



寒天ゼリー



Keywords:テクスチャーアナライザー, ブルームプローブ, ゼラチン, 寒天, ゼリー, ゼリー強度, ゼリーカップ,にかわ, JIS K6503, 圧縮モード