

第27回

インターフェックスジャパン

7/9 wed

~

7/11 Fri

東京ビッグサイト 西ホール W14-20

ジャスコエンジニアリング株式会社

日本分光と合同出展！

NG SIRIO 超高純度窒素発生装置 NDC CO₂ 除去エアドライヤー

FTIR のパージガスに使える CO₂ 除去エアドライヤーの NDC シリーズや、円二色性分散計に使える窒素発生装置の NG SIRIO シリーズを展示いたします。



NG SIRIO



NDC

小型ラマン分光光度計を用いた フローモニタリングシステム

パームトップラマン分光光度計の先端にマグネット式の石英フローセルを装着することでフローラインにおけるラマンスペクトルを取得できます。

原料
溶液 2

原料
溶液 1

生成物
(反応ユニット)



反応の進行を確認

ワセリンのような 固体に近い物質の粘度測定に！

ヘリプロシステムは粘度が高く、流動性のないサンプルに対してスピンドルを回転させながら上下移動させることで粘度を測定するシステムです。



ヘリプロシステム



測定前



測定後

水素発生装置

水素純度～99.99999%の超高純度水素のモデルまで多数ラインナップ！ボンベからの置き換えに！



HG PRO



HG ST PRO



GC/GC-MS
キャリアガス

バーチャルスライドスキャナ

スライド標本をスキャンしてデジタル画像にするスキャナの機能と、そのまま観察するマイクロスコープの機能を備えています



ラミー社製品

回転式スプリングレス粘度計 コーンプレート型粘度計



モーターに流れる電流からトルクを検出する方式の回転粘度計です。コーンプレート型は少量のサンプルで粘度変化測定や流動性評価ができます。

ゲルタイマー



GT-300 PRODIG



使い捨て
カップ・フック

樹脂の硬化時間を測定する装置です。安価な使い捨てフックとカップで測定するので手間もコストも最小限に抑えられます。

テクスチャーアナライザー



TX-700



治具の例

シリジテスト用
治具

引張治具

圧縮、引張またはその組み合わせでサンプルの強度や粘性を測定します。その他さまざまな治具をラインナップしています。


機器分析に便利なツール

SPF/PA 値評価システム用 測定キット

スキンケア製品の紫外線遮蔽性能を示す指標として用いられる SPF 値、及び PA 値を簡易的に測定するためのツールです。



キット



測定例

SliceMaster® series

TS-10 は医薬品錠剤をはじめ、もろくホルドしにくいサンプルの断面をきれいに作成するためのツールです。



TS-10




TS-10 でカットした断面


断面作製用スライサー (参考出展)

新しい断面作製用スライサーは樹脂やペレットのような小さく硬い試料の断面を作製したい場合に便利なツールです。

断面作製例



BB 弾



樹脂ペレット

日本分光出展品紹介

赤外顕微鏡・レーザーラマン分光光度計・分光蛍光光度計・フーリエ変換赤外分光光度計・旋光計・紫外可視近赤外分光光度計・高速液体クロマトグラフ・溶出試験器・パームトップラマン分光光度計



ジャスコエンジニアリング株式会社

Web : <https://www.jasco-eng.co.jp/>

販売担当 042-631-1652

北海道 SC 011-721-1065

神奈川 SC 045-755-7550

北日本 SC 022-748-1288

名古屋 SC 052-462-8838

筑波 SC 029-896-3800

大阪 SC 06-6312-9175

東京 SC 03-3294-6968

広島 SC 082-209-0521

西東京 SC 042-631-0601

九州 SC 092-593-0558