

ラボで活躍！

# ガス発生装置/粘度計

インターフェックス Week 2026 東京  
 今年は CMO/CDMO EXPO に出展いたします！

5/20(水)～5/22(金)

幕張メッセ 4ホール19-40  
 ジャスコエンジニアリング株式会社

## 01 水素発生装置 HG PRO

ヘリウム供給リスクへの対策に！

- ・ GC、GC-MS のキャリアガスにも使える  
 99.99999% の超高純水素をラインナップ！
- ・ 常圧下の水素化反応における  
 水素供給源としてもオススメです！



H<sub>2</sub>

水素化反応

GC、GC-MS  
 キャリアガス

## 02 窒素発生装置 NG SIRIO

分光分析用パージガスに！



GC  
 キャリアガス

N<sub>2</sub>

FT-IR  
 CD

- ・ FT-IR や円二色性分散計 (CD) のパージガスに  
 最適な窒素発生装置！
- ・ GC キャリアガスに使える炭化水素フリーの  
 超高純度モデルも取り揃えています

## 03 コーンプレート型回転粘度計

少量で粘度測定、流動特性評価！



- ・ 少量のサンプルでフローカーブを取得でき、  
 流動特性を評価できる粘度計です。

## 04 バーチャルスライドスキャナ M8

スライド標本をスキャンしてデジタル画像にするスキャナの機能と、そのまま観察する顕微鏡の機能を備えています。



## 05 テクチャーアナライザー



TX-700

圧縮、引張またはその組み合わせでサンプルの強度や粘着性を測定します。

評価例



粘着テープの粘着性




包装シートの錠剤押し力

## 06 ゲルタイマー



GT-300 PRODIG


樹脂の硬化時間を測定する装置です。使い捨てフックとカップで測定するので手間もコストも最小限に抑えられます。



使い捨て  
カップ・フック


## 07 機器分析に便利なツール

### パームトップラマン分光光度計 PR-1w 用 石英フローセル



PR-1wの先端にマグネット式の石英フローセルを装着することでフロー合成における生成物の確認や反応進行をモニタリングすることができます。

### SPF/PA 値評価システム用 測定キット



測定キット



日焼け止めクリームなどの  
SPF/PA 値を測定に

スキンケア製品の紫外線遮蔽性能を示す指標として用いられる SPF 値、及び PA 値を簡易的に測定するためのツールです。

### Slice Master® series



TS-10



錠剤の広く平滑な断面が得られる

TS-10 は医薬品錠剤のように、もろくホールドしにくいサンプルの断面をきれいに作成するためのツールです。より正確な成分分布を確認できます。

日本分光と  
合同出展！



### 出展品紹介

フーリエ変換赤外分光光度計・赤外顕微鏡・旋光計・レーザラマン分光光度計・溶出試験器・分光蛍光光度計・紫外可視近赤外分光光度計・高速液体クロマトグラフ



ジャスコエンジニアリング株式会社

Web : <https://www.jasco-eng.co.jp/>

販売担当 042-649-2861

北海道 SC 011-721-1065

神奈川 SC 045-755-7550

北日本 SC 022-748-1288

名古屋 SC 052-462-8838

筑波 SC 029-896-3800

大阪 SC 06-6312-9175

東京 SC 03-3294-6968

広島 SC 082-209-0521

西東京 SC 042-631-0601

九州 SC 092-593-0558