

手作業の硬化測定を定量データへ！

0.2 mL 程度の少量測定が可能に！

ゲルタイマー

GT-300 PRODIG

JASIS
2026

9.2^{Wed} ▶ 9.4^{Fri}
10:00 ~ 17:00

📍 幕張メッセ国際展示場
7ホール 7A-1001
ジャスコエンジニアリング株式会社

< JE-Web >

★DM 限定ノベルティ引換券

～ティッシュインボトル～
弊社受付カウンターまでお持ちください



日本分光グループ
日本分光、ジャスコインタナショナル、分光計器
との合同出展！

＼ 少量で粘度測定、流動性評価！ ＼

コーンプレート型
回転粘度計



＼ 試料の質感（テクスチャー）の計測！ ＼

テクスチャー
アナライザー



He 供給リスクの対策、
＼ 分光分析用パージガスに！ ＼

ガス発生装置



バーチャル
スライドスキャナ



機器分析用ツール



HPLC 分析用
カラム




/ スライド標本を簡単に画像化！ \

/ 測定の前処理をもっと簡単に！ \

/ 消耗品のコスト削減に！ \

ジャスコエンジニアリング株式会社


● コーンプレート型回転粘度計 ●



0.002 mL~3mL で測定可能

少量のサンプルでフローカーブを取得でき、流動特性を評価できる粘度計です。

● テクスチャーアナライザー ●



試料の脆さ評価



引張治具による
強度測定



専用治具による
試料切断

圧縮、引張またはその組み合わせでサンプルの強度や粘着性を測定します。

● ガス発生装置 ●



NG SIRIO 8000J

・ FT-IR や円二色性分散計 (CD) の
ページガス用！



HG PRO

・ GC、GC-MS のキャリアガス対応！
・ 振動センサー機能搭載

● バーチャルスライドスキャナ M8 ●



スライド2枚のダブルスライド対応




顕微鏡とスキャナーの機能の融合により、圧倒的に
早い視野探しと必要なエリアに絞ったデジタル化を
実現します。

● 日本分光ブース内展示 機器分析ツール ●

【ラマン × インラインモニタリング】


バームトップラマン分光光度計
PR-1w 用 石英フローセル



PR-1wの先端にマグネット式の石英フローセルを装着することでフロー合成における生成物の確認や反応進行をモニタリングすることができます。

【断面出し × そのまま分析】

断面出しスライサー KS-10



KS-10 は樹脂成形品や穀物などの断面出しに最適で、断面作成後直接測定装置のステージに設置ができる便利なツールです。

【データの質 × 作業の効率化】

FT-IR 前処理ツール



・ KBr 錠剤成型器 TabletMaster シリーズ
・ 断面、切片作成 SliceMaster シリーズ
・ サンプルングキット 等

出展社セミナー

9/2 14:00 ~ 14:30
会場: No.8

【硬化樹脂】少量サンプルと
使い捨て治具で実現！
接着剤等のゲルタイム測定と
硬化過程モニタリング！
ゲルタイマー GT-300 のご紹介

9/3 11:15 ~ 11:45
会場: 104 号室

【粘度・ラマン】エポキシ系接着剤の
化学反応と物性変化を同時にとらえる！
ラマン分光光度計とゲルタイマーの
複合測定アプローチ

9/4 13:30 ~ 14:00
会場: No.1

断面出しでお困りではありませんか？
ペレット・植物種子などの
小さくて硬い物体の断面出し手法と
分光測定例をご紹介します



ジャスコエンジニアリング株式会社

Web: <https://www.jasco-eng.co.jp/>

販売担当 042-649-2861
北海道 SC 011-721-1065
神奈川 SC 045-755-7550

北日本 SC 022-748-1288
名古屋 SC 052-462-8838

筑波 SC 029-896-3800
大阪 SC 06-6312-9175

東京 SC 03-3294-6968
広島 SC 082-209-0521

西東京 SC 042-631-0601
九州 SC 092-593-0558