

01

## ガス発生装置

### He の供給不足問題に！ 超高純度水素発生装置

GC の検出器に使える水素純度 99.9999% 以上のモデルから  
キャリアガスにも使える 99.9999% の超高純度水素の  
モデルまで多数ラインナップしています。



HG RUCK 2U PRO

### 大流量水素ガス発生装置

HG PRO M は、最大 20 L/min の水素を  
純度 99.99999% 以上、最大圧力 9 bar で  
生成ができます。



HG PRO



HG PRO M

02

ラミー社製品

01

ガス発生装置

# 新機種登場！

## JASIS関西2025

### グランキューブ大阪 J-02

日本分光と合同出展！

ジャスコエンジニアリング株式会社

2025

1.29 Wed

~

1.31 Fri

### 回転式スプリングレス レオメーター

回転速度の範囲とトルク範囲が広く、メモリー容量が大きい  
ため PC を使用しなくても流動曲線を保存し、レオロジーパラメーター  
を直接算出できます。

スピンドルを使用するモデルと温調システムが一体になった  
コンプレートまたはパラレルプレートを使用するモデルがあります

02

ラミー社製品



DSR 500



RM 200 CP 4000 PLUS

## ガス発生装置

### 超高純度窒素ガス発生装置


最高で純度 99.9999% 以上の窒素を供給し、GCをはじめ FTIR や CD など様々な分析機器や実験に使用できます。



NG SIRIO シリーズ

### ラックタイプガス発生装置

ラックタイプのガス発生装置は自由に組み合わせてラックキャビネットにコンパクトに収納できます。ガス発生装置の入れ替え、取り外しも可能です。



ラックタイプガス発生装置

ラックキャビネット

## ラミー社製品

### ゲルタイマー

樹脂の硬化時間を測定する装置です。安価な使い捨てフックと使い捨てカップで測定するので手間もコストも、最小限に抑えられます。



GT-300 PRODIG



使い捨て  
カップ・フック

### テクスチャーアナライザー

圧縮、引張またはその組み合わせでサンプルの強度や粘着性を測定します。



TX-700

治具の例



シリンジテスト用  
治具



引張治具

## 機器分析に便利なツール

### パームトップラマン分光光度計 PR-1w 用 石英フローセル

PR-1wの先端にマグネット式の石英フローセルを装着することでフローラインにおけるラマンスペクトルを取得できます。



石英フローセル



PR-1w に装着した様子

### 断面出しスライサー (参考出展)

新しい断面作製用スライサーは樹脂やペレットのような小さく硬い試料の断面を作製したい場合に便利なツールです。刃を試料に対して角度をつけて入れることで引き切り動作の機構で切れるため、断面の変形が抑えられます。



断面作製用スライサー

断面作成例



BB 弾



樹脂ペレット

## 日本分光と合同で出展いたします！

### 日本分光 出展品紹介

フーリエ変換赤外分光光度計・赤外顕微鏡・パームトップラマン分光光度計・レーザーラマン分光光度計・紫外可視近赤外分光光度計・高速液体クロマトグラフ・マルチユース質量分析計

## ジャスコエンジニアリング株式会社

特販部 042-631-1652

北海道 SC 011-721-1065

筑波 SC 029-896-3800

西東京 SC 042-631-0601

名古屋 SC 052-462-8838

広島 SC 082-209-0521

北日本 SC 022-748-1288

東京 SC 03-3294-6968

神奈川 SC 045-755-7550

大阪 SC 06-6312-9175

九州 SC 092-593-0558



Web : <https://www.jasco-eng.co.jp/>